



KY-A023
储气罐 (32l)
tank (32l)



KY-A024
储气罐 (60l)
tank (60l)



KY-Q01
储气罐 (150l)
tank(150l)



KY-Q02
储气罐 (300l)
tank(300l)



KY-Q03
储气罐 (600l)
tank(600l)



KY-A025
拖一泵头 (545w)
one to one motor



KY-A026
拖二泵头 (840w)
one to two motor



KY-A027
拖一泵头 (550w)
one to one motor



KY-A028
拖二泵头 (840w)
one to two motor



KY-A029
拖一泵头 (280w)
one to one motor



KY-D01
泵头 (1100V)
motor



KY-D02
泵头 (1500V)
motor



KY-A030
泵头线圈 (840w)
motor wire



KY-A031
泵头线圈 (545w)
motor wire



KY-A032
泵头转子
motor rotor



KY-A033
泵头外壳
motor cover



KY-A034
泵头外壳 (带出线口)
motor cover



KY-A035
左缸盖
cylinder cover



KY-A036
缸盖连接管
pipe for cylinder



KY-A037
右缸盖
cylinder cover



KY-A038
偏心轮 (拖一)
wheel



KY-A039
偏心轮 (拖二)
wheel



KY-A040
转子轴承
rotor bearing



KY-A041
偏心轮轴承 (拖一)
wheel bearing



KY-A042
偏心轮轴承 (拖二)
wheel bearing



KY-A043
连杆 (拖一)
connecting rod



KY-A044
连杆 (拖二)
connecting rod



KY-A045
皮碗压板 (拖一)
cup plate



KY-A046
皮碗压板 (拖二)
cup plate



KY-A047
缸套 (拖一)
cylinder liner



KY-A048
缸套 (拖二)
cylinder liner



KY-A049
阀板
valve plate



KY-A050
皮碗
seal cup



KY-A051
皮碗
seal cup



KY-A052
气门阀片
air lock



KY-A053
阀片固定板
lock plate



KY-A054
阀片固定板
lock plate



KY-A055
压板螺丝 (拖一)
screw



KY-A056
压板螺丝 (拖二)
screw



KY-A057
偏心轮固定螺丝
screw



KY-A058
泵头外壳固定螺丝
pump cover screw



KY-A059
缸盖螺丝
cylinder screw



KY-A060
泵头防尘罩
dust
protect cover




KY-A061
泵头冷却风扇
cooling fans



KY-A062
阀板密封圈
valve
plate seal ring



KY-A063
缸盖密封圈 I
cylinder



KY-A064
缸盖密封圈 II
cylinder



KY-A065
泵头减震柱
pump
anti-shock



KY-A066
气罐防震垫
tank
anti-shock



Dental Air Compressor Parts Series



KY-A067

消音器
noise reduction



KY-A068

空气滤芯
air filter



KY-A069

消音器
noise reduction



KY-A070

电容盒
capacitor box



KY-A071

电容
capacitor



KY-A072

电容固定夹
capacitor holder



KY-A073

立式压力开关
pressure switch



KY-A074A

卧式压力开关 (a)
pressure switch



KY-A075A

卧式压力开关 (b)
pressure switch



KY-A074B

卧式压力开关 (c)
pressure switch



KY-A075B

卧式压力开关 (d)
pressure switch



KY-A076

压力表
pressure gauge



KY-A077

排气电磁阀
solenoid valve



KY-A078

排气电磁阀
solenoid valve



KY-A079

球阀开关 (a)
switch



KY-A080

球阀开关 (b)
switch



KY-A081

球阀开关 (c)
switch



KY-A082

四分球阀开关 (d)
switch



KY-A084

四通
four way valve



KY-A086

单向阀 (a)
one way valve



KY-A087

单向阀 (b)
one way valve



KY-A088

单向阀 (c)
one way valve



KY-A089

单向阀 (d)
one way valve



KY-A090

单向阀 (e)
one way valve



KY-A091

单向阀 (f)
one way valve



KY-A092

单向阀 (g)
one way valve



KY-A093

安全阀
safety valve



KY-A094

安全阀
safety valve



KY-A095

排水阀
water valve



KY-A096

单向阀密封垫
sealing gasket



KY-A097

单向阀弹簧
spring



KY-A098

单向阀后盖密封圈
sealing ring



KY-A099

易拆型厌氧胶
gum



KY-A100

滞压阀
pressure reducer valve



KY-A101

加长两分 10 厘弯头
connector (10mm)



KY-A102

两分外牙 10 厘弯头
connector (10mm)



KY-A103

两分 10 厘弯头
connector (10mm)



KY-A104

两分 12 厘弯头
connector (12mm)



KY-A105

两分 10 厘弯头
connector (10mm)



KY-A106

两分外牙 8 厘弯头
connector (8mm)



KY-A107

两分 6 厘弯头
connector (6mm)



KY-A108

一分外牙 10 厘弯头
connector (10mm)



KY-A109

一分外牙 8 厘弯头
connector (8mm)



KY-A110

一分外牙 6 厘弯头
connector (6mm)



KY-A111

两分双外牙弯头
connector



KY-A112

两分内外牙弯头
connector



KY-A113

两分 3/8 美制弯头
connector 3/8



KY-A114

三分 10 厘接头
connector (10mm)



KY-A115

三分 8 厘接头
connector (8mm)



KY-A116

三分 6 厘接头
connector (6mm)



KY-A117

一分 8 厘接头
connector (8mm)



KY-A118

一分 6 厘接头
connector (6mm)



KY-A119

四分 10 厘接头
connector (10mm)



KY-A120

四分 8 厘接头
connector (8mm)



KY-A121

三分 10 厘接头
connector (10mm)



KY-A122

三分 8 厘接头
connector (8mm)



KY-A123

两分 12 厘接头
connector (12mm)



Dental Air Compressor Parts Series



KY-A124
两分 10 厘接头
connector
(10mm)



KY-A125
两分 8 厘接头
connector
(8mm)



KY-A126
二分 6 厘接头
connector
(6mm)



KY-A127
一分 8 厘接头
connector
(8mm)



KY-A128
一分 10 厘接头
connector
(10mm)



KY-A129
一分 6 厘接头
connector
(6mm)



KY-A130
一分 4 厘接头
connector
(4mm)



KY-A131
一分 8 厘接头
connector
(8mm)



KY-A132
一分 6 厘接头
connector
(6mm)



KY-A133
10 厘双向接头
connector
(10mm)



KY-A134
8 厘双向接头
connector
(8mm)



KY-A135
6 厘双向接头
connector
(6mm)



KY-A136
4 厘双向接头
connector
(4mm)



KY-A137
8 厘快拧三通
three way
(8mm)



KY-A138
6 厘快拧三通
three way
(6mm)



KY-A139
8 厘快拧四通
four way
(8mm)



KY-A140
两分 8 厘双向弯头
two way
(8mm)



KY-A141
两分内外牙三通
three way



KY-A142
两分内牙三通
three way



KY-A143
两分外牙三通
three way



KY-A144
加长两分直通
adaptor



KY-A145
四分内牙直通
adaptor



KY-A146
两分内牙直通
adaptor



KY-A147
一分内牙直通
adaptor



KY-A148
四分外牙堵头
screw cover



KY-A149
两分内牙堵头
screw cover



KY-A150
两分外牙堵头
screw cover



KY-A151
四分变二分直通
adaptor



KY-A152
四分变二分直通
adaptor



KY-A153
加长两分外牙直通
adaptor



KY-A154
两分外牙直通
adaptor



KY-A155
两分变一分直通
adaptor



KY-A156
三分变两分直通
adaptor



KY-A157
三分外牙直通
adaptor




KY-A158
一分外牙直通
adaptor



KY-A159
四分变三分直通
adaptor



KY-A160
四分变二分直通
adaptor



KY-A161
两分内外牙直通
adaptor



KY-A162
两分变一分直通
adaptor



KY-A163
一分内外牙直通
adaptor



KY-A164
两分变一分直通
adaptor



KY-A165
四分堵头
screw cover



KY-A166
二分堵头
screw cover



KY-A167
一分堵头
screw cover



KY-A168
8 厘双向直通
adaptor
(8mm)



KY-A169
6 厘快插直通
adaptor
(8mm)



KY-A170
6 厘快插接头
adaptor
(8mm)



KY-A171
8 厘快插接头
adaptor
(8mm)



KY-A172
8 变 6 快插直通
adaptor
(8mm to 6mm)



KY-A173
8 厘快插直通
adaptor
(8mm)



KY-A174
2 分 8 厘弯头
adaptor



KY-A175
2 分 10 厘弯头
adaptor



KY-A176
2 分 12 厘弯头
adaptor



KY-A177
2 分 6 厘弯头
adaptor



KY-A178
一分 6 厘弯头
adaptor



KY-A179
一分 6 厘弯头
adaptor



KY-A180
两分 8 厘调压阀
adjust valve



KY-A181
10 厘快插三通
three way (10mm)



KY-A182
8 厘快插三通
three way (8mm)



KY-A183
6 厘快插三通
three way (6mm)



KY-A184
高压进气弯管
intake pipe



KY-A185
高压进气直管
intake pipe



KY-A186
6 厘高压管
pipe (6mm)



KY-A187
8 厘高压管
pipe (8mm)



KY-A188
10 厘高压管
pipe (10mm)